



國北教大 總務處

General Affair Office, NTUE

中文 English



(02)6639-6688

致力於創造舒適的教學研究環境與空間，盡力提供迅速服務及貼心的關懷

便捷快速選單



首頁 > 最新消息

> 漂白水消毒方法，記得稀釋用對方式，重要參考。

漂白水消毒方法，記得稀釋用對方式，重要參考。

發布時間：2020-02-26 14:11:44 發布單位：環安組

漂白水用於環境消毒效果好，但是用對方法很重要。

漂白水就是高濃度的**次氯酸鈉 (NaClO) 溶液**，並非次氯酸水。

漂白水主要靠溶於水中解離後的離子進行消毒，所以高濃度解離較少，一般稀釋後解離分子多消毒效果好。

針對幾種常見的傳染性疾病的病毒，衛福部疾管署的建議是：

腸病毒和諾羅病毒用稀釋的漂白水消毒，而一般流感病毒用酒精消毒就有效了。

如果手邊只有漂白水的话，還是可以用稀釋漂白水消毒，

疾管署建議將市售漂白水稀釋 100 倍 (漂白水 1：清水99) 來使用。





母用復原人口迴小口原液作佈

漂白水調配方式

備註：以下調配比例是以漂白水的次氯酸鈉濃度為5%到6%為前提做稀釋。

① 清潔地板、櫥櫃、廚房：

100ml漂白水
(約1瓶養樂多容量)

+

10公升水桶
(約8個1250ml寶特瓶的容量)

(稀釋100倍)
500ppm
濃度漂白水

② 清潔浴室、馬桶：

200ml漂白水
(約2瓶養樂多容量)

+

10公升水桶
(約8個1250ml寶特瓶的容量)

(稀釋50倍)
1000ppm
濃度漂白水



疾管署建議漂白水消毒的濃度是：

1. 環境消毒：建議使用稀釋 50 倍的漂白水（濃度變為 0.1%），

來拖地板、擦拭玩具、門把、餐桌、課桌椅和馬桶等器物表面。

把市售漂白水濃度以大約 5% 來算，
可以抓大約 1 匙免洗湯匙的漂白水（20 cc）+ 8 瓶汽水寶特瓶的清水（8 x 1250 cc）的比例來稀釋。

2. 消毒沾染患者的糞便、嘔吐物的地方：

記得戴上手套與口罩，用稀釋 10 倍的漂白水（濃度變為 0.5%）來消毒清理。

把市售漂白水濃度以大約 5% 來算，
可以抓大約 3 匙免洗湯匙的漂白水（60 cc）+ 1 個一般的寶特瓶約九分滿（540 cc）的比例來稀釋。

常用漂白水濃度比例對照表				
消毒液濃度	含氯漂白水 (5-6%)	自來水 (冷水)	比例	用途

https://general.ntue.edu.tw/general/news/748

2/5

便捷快速選單



500ppm	10ml	1L	1:100	環境消毒
1,000ppm	200ml	10L	1:50	諾羅病毒環境消毒
	20ml	1L		
5,000ppm	1000ml	10L	1:10	嘔吐物、分泌物覆蓋消毒
	100ml	1L		

使用前再泡製
只能保存1天

加入10L清水
先加入漂白水(5-6%)
要再加入1份漂白水

500ppm

加入10L清水(約5瓶2L汽水瓶)

先加入漂白水(5-6%)
100ml(約1瓶多多罐)

1,000ppm

加入10L清水(約5瓶2L汽水瓶)

先加入漂白水(5-6%)
200ml(約2瓶多多罐)

使用漂白水消毒所需要的作用時間，疾管署建議：

1. 擦拭法消毒：要停留至少 10 分鐘，再用一般清水擦拭乾淨。





總務處環安組 范振基 分機82170

< 上一則 《本校防疫物資統計表〔109.03.03更新〕》

下一則 《在建工程進度 (截至109年02月26日止) 》 >



臺北市大安區和平東路二段134號





generally@tea.ntue.edu.tw

便捷
快速
選單



國立臺北教育大學總務處 © 2021. 云成科技 Yuncheng Tech 維護建
置 後臺管理 版本檢驗

